

DIA

Alginato para Moldagem Dental

Alginato livre de poeira para moldagem

Descrição / Uso

Alginato de presa rápida e alta estabilidade dimensional para moldagem de modelos diagnósticos, arcos edêntulos, próteses removíveis, aparelhos ortodônticos, moldes preliminares, antagonistas e moldeiras individuais.

Avisos

Não usar alginatos em pacientes com sensibilidade conhecida ou suspeita, pois podem causar reações alérgicas. Não ingerir; evitar o contato com os olhos.

Produto destinado a uso por profissional habilitado.

Instruções de uso

Transferir o conteúdo da bolsa para um recipiente hermético. Agitar o recipiente para que o volume do produto fique uniforme. Recolher o pó com a colher dosadora e nivelar com a espátula sem comprimir o alginato. Despejar em uma cuba flexível e adicionar uma dose de água para cada colher medidora de alginato. Misturar cuidadosamente e seguir os tempos indicados na tabela.

Desinfecção

Após a limpeza, o molde pode ser tratado com desinfetantes específicos para alginatos. Observar as instruções do fabricante do desinfetante.

Preparação do modelo

Os moldes podem ser vazados imediatamente após a desinfecção; permanecerão inalterados se devidamente armazenadas em um saco lacrado. Recomenda-se o uso de gesso específico para uso odontológico.

Armazenamento

Armazenar em local seco a uma temperatura de 5 a 27 ° C (41 a 80 ° F). Os materiais são garantidos até a data de vencimento se devidamente armazenados em suas embalagens lacradas. O lote de produção e o prazo de validade estão indicados nas embalagens.

Dados técnicos:

Proporção de mistura: 10 g de pó / 17 ml de água.

Tempo de mistura (23 ° C): 30 segundos.

Tempo de trabalho: 1 min 30 seg. / 2min.

Tempo de permanência na cavidade oral (35 ° C): 1 min.

Tempo de presa: 2min 30 sec.

Fabricante:

Trayart

Via Paiette 13/Q
35040 Castelbaldo (PD)
Itália

Importador e distribuidor:

Labordental Ltda.

Av. Aratãs 164
São Paulo, SP 04081-000
Fone: (11) 5542-5855
CNPJ: 48.767.834/0001-53