




# XP-endo Finisher

Protocolo  
Protocolo  
Protocol



## ► Reglas de oro

800 rpm  
1 Ncm

- XP-endo Finisher debe ser utilizado únicamente tras una preparación radicular de al menos #25;
- En dientes multirradiculares, empezar por el conducto más ancho;
- La cavidad de acceso debe estar inundada con solución de irrigación únicamente tras haber insertado el XP-endo Finisher en el conducto.

## ► Regras de ouro


800 rpm  
1 Ncm

- A XP-endo Finisher somente deve ser usada após o preparo do canal até pelo menos a lima #25;
- No caso de dentes multirradiculares, iniciar pelo canal mais amplo;
- A cavidade de acesso deverá ser preenchida com solução irrigante somente quando a XP-endo Finisher já estiver no canal.

## ► Golden rules

800 rpm  
1 Ncm

- XP-endo Finisher must only be used only after preparing the canal to at least #25;
- In multiradicated teeth, begin with the largest canal;
- The access cavity must be filled with irrigant only after inserting the XP-endo Finisher into the canal.



## ► Protocolo

800 rpm (800-1000)  
1 Ncm

- Defina la longitud de trabajo posicionando el tope de goma (b) con ayuda del tubo de plástico (a) (Figura 1).
- Enfríe el XP-endo Finisher a través del tubo con un spray de refrigeración.
- Ponga a girar el XP-endo Finisher y extráigalo del tubo ejerciendo presión contra las paredes laterales con el fin de asegurar la rectitud de la lima (Figura 2). A continuación detenga la rotación inmediatamente.
- Introduzca el XP-endo Finisher recto en el primer conducto del diente (Figura 3) y, una vez introducida la punta, póngalo en rotación (Figura 4). Añada irrigante en la cavidad de acceso.
- Utilice el XP-endo Finisher alrededor de un (1) minuto realizando movimientos longitudinales lentos y suaves de 7-8 mm, con el fin de tratar toda la longitud del conducto (Figura 5). Apoye el instrumento contra las paredes laterales de los conductos durante el procedimiento. Asegúrese de permanecer dentro del conducto.
- Tras un minuto, extraiga del conducto el XP-endo Finisher mientras está en rotación.

## ► Protocolo

800 rpm (800-1000)  
1 Ncm

- Definir o comprimento de trabalho usando o tubo plástico (a) para ajustar o stop de borracha (b) (Figura 1).
- Resfriar a XP-endo Finisher através do tubo usando spray de resfriamento.
- Colocar a XP-endo Finisher em rotação e removê-la do tubo, aplicando pressão contra as paredes laterais para garantir que ela permaneça reta (Figura 2). Em seguida, interromper a rotação.
- Introduzir a XP-endo Finisher ainda reta no primeiro canal do dente (Figura 3). Quando a ponta estiver dentro, ative a rotação e insira a lima (Figura 4). Adicione solução para irrigação na cavidade de acesso.
- Utilizar a XP-endo Finisher por cerca de (1) minuto, efetuando movimentos longitudinais lentos e delicados, de 7-8mm, de modo a tratar todo o comprimento do canal (Figura 5). Durante o procedimento, realizar movimentos contra as paredes laterais dos canais. Cuidado para manter a lima no interior do canal.
- Depois de um minuto, remover a XP-endo Finisher do canal, ainda em rotação.

## ► Protocol

800 rpm (800-1000)  
1 Ncm

- Set the working length by positioning the rubber stop (b) using the plastic tube (a) (Figure 1).
- Cool the XP-endo Finisher with a cooling spray via the tube.
- Switch the XP-endo Finisher to rotate mode and press against the side walls as you remove it from the tube to ensure that the file is straight (Figure 2). Then deactivate rotate mode.
- Insert the straightened XP-endo Finisher into the first tooth canal (Figure 3) and, once the tip has been inserted, activate rotate mode (Figure 4). Add some irrigant to the access cavity.
- Use the XP-endo Finisher for approximately one (1) minute, applying slow, gentle longitudinal movements of 7-8 mm, so as to cover the entire length of the canal (Figure 5). Press the instrument against the side walls of the canals during the procedure. Make sure to stay inside the canal.
- After one minute, remove the XP-endo Finisher from the canal, still in rotation mode.