

elite[®] mix



A GOOD MIXER!

Equipment
Vacuum mixer

Zhermack[®]
TECHNICAL



elite[®] mix

O ponto alto da linha de *equipamentos* da **ZHERMACK**. Um dos misturadores à vácuo mais avançados e modernos existentes no mercado odontológico.

Design inovador, versatilidade e dimensões compactas.

O gerenciamento totalmente automático do equipamento garante qualidade de mistura constante e operação silenciosa.



*Design ergonômico
e harmonia
de forma*

Zhermack[®]
TECHNICAL 

**Versatilidade
de uso**



O software de última geração, aliado a uma espátula multifuncional especial, garante alta qualidade para as misturas, proporcionando sempre os melhores resultados.

APLICAÇÕES

elite® mix

■ Mistura de Gesso e Revestimentos



■ Mistura de Silicones para Duplicação



■ Mistura de Alginatos



*Qualidade de mistura superior garantida com o alginato Zhermack para ortodontia (36g de alginato / 18 ml de água). Velocidade de espatulação entre 400-430 rpm. Tempo de espatulação 20 a 30 seg. Tempo de pré inserção de vácuo 5 seg.

CARACTERÍSTICAS

- Design compacto e ergonômico
- Software com 10 programas controlados por botão multifuncional
- Display LCD com 25 caracteres
- Controle eletrônico de vácuo
- Bomba de vácuo livre de óleo
- Nível máximo de vácuo: superior a 700 mmHg
- Espátula misturadora universal para gessos, revestimentos, silicones para duplicação e alginatos
- Sensor magnético de detecção de recipiente
- Filtro duplo de poeira no circuito de vácuo
- Válvula manual de descarga de ar do recipiente para emergências em caso de falha no fornecimento de energia elétrica
- Recipiente com cantos arredondados
- Duas opções de configuração:
 - Versão de parede (padrão)
 - Versão de bancada (opcional)
- Múltiplas sinalizações acústicas, inclusive para indicar a conclusão do trabalho
- Recipientes com diferentes capacidades (200, 500 e 1000 cc), cada um com uma espátula de mistura
- 2 anos de garantia



SOFTWARE

Software de última geração com 10 programas, incluindo programas pré-estabelecidas para trabalhos com gessos da linha Elite da Zhermack, controle eletrônico do vácuo e gerenciamento de diversos parâmetros:

- Verificação automática do filtro do vácuo
- Velocidade de espatulação (entre 100 e 450 rpm)
- Tempos de Mistura (entre 0 e 5 min)
- Tempos de Pré-mistura (entre 0 e 25 seg)
- Pré inserção de vácuo (entre 2 e 60 seg)
- Intervalo de inversão da direção da espátula de mistura (3 a 30 seg)

check filter

P00 El Rock/Fast
rpm 300

P00 El Rock/Fast
mixing time 00:30

P00 El Rock/Fast
pre-mix time 20

P00 El Rock/Fast
pre-vac time 30

P00 El Rock/Fast
reverse time 10



DESEMPENHO:

Mistura homogênea e livre de bolhas graças ao software multifunção e ao controle eletrônico do vácuo



VERSÁTIL:

Três tamanhos de recipientes com diferentes capacidades, (200, 500 e 1000 cc) para misturar a quantidade necessária de material.



RÁPIDO E PRÁTICO:

Um sensor magnético detecta a presença do recipiente e ativa automaticamente o programa. O operador utiliza somente uma das mãos para encaixar o recipiente.

Rápido e Fácil de Usar

DESTAQUES

elite[®] mix



FÁCIL LIMPEZA:

Os recipientes do elite mix possuem cantos arredondados para facilitar a recuperação da mistura e a limpeza ao final do trabalho



CONFIÁVEL:

Dois filtros metálicos sinterizados (um interno e um adjacente ao recipiente) para evitar a entrada de poeira e consequente dano ao circuito de vácuo.



SEGURO:

Uma válvula manual permite remover o recipiente e recolher o material em caso de falha no fornecimento de energia elétrica.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

■ DESIGN INOVADOR

+ ergonômico = + estilo e simplicidade de limpeza

■ 2 ANOS DE GARANTIA

+ investimento seguro = + confiança

■ SOFTWARE MULTIFUNCIONAL COM CONTROLE ELETRÔNICO DE VÁCUO

+ versatilidade = + uniformidade e qualidade de mistura

■ ESPÁTULA UNIVERSAL DE MISTURA

+ performance = + produtos misturáveis

■ FILTRO DUPLO SINTERIZADO NO CIRCUITO DE VÁCUO

+ proteção = + durabilidade e confiabilidade

■ SENSOR MAGNÉTICO PARA DETECÇÃO DO RECIPIENTE

+ praticidade = + eficiência de processo

elite[®] mix



Montagem na bancada com suporte (opcional)



Linha de produtos Elite Dental Stone da Zhermack*

Dados Técnicos

Código	Modelo	Dimensões (CM)	Peso (KG)	Velocidade (RPM)	Voltagem (V / HZ)	Potência total absorvida	Nível de vácuo
C305120	Elite [®] Mix - 230 V	L18/ D24/A36	8	100 - 450	230~±10% / 50	150 Watt	600 mmHg
C305125	Elite [®] Mix - 115 V	L18/ D24/A36	8	100 - 450	115~± 10% / 60	150 Watt	600 mmHg

Componentes padrão

XR0011500	1 Tampa com espátula para recipiente de 500 cc
XI0010630	1 Recipiente Elite [®] Mix com capacidade para 500 cc

Acessórios

XR0011510	Suporte para bancada Elite [®] Mix
XR0011520	Tampa com espátula 200 cc
XR0011500	Tampa com espátula 500 cc
XR0011530	Tampa com espátula 1000 cc
XI0010640	Recipiente 200 cc
XI0010630	Recipiente 500 cc
XI0010650	Recipiente 1000 cc

*Os produtos da linha Elite Dental Stone são vendidos separadamente. Mais informações no site www.zhermack.com

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 - (877) 819 6206
+1 - (732) 389 8540
Fax +1 - (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7860 346 129
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. +34 - 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

TURKEY
Tel. +90 533 76 44 955
info.turkey@zhermack.com

FRANCE
Tel. +33 - 0800 915 083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 - 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 55 919 804 97
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

Zhermack[®]
BEYOND INNOVATION

labordental ltda.

Desde 1977

Av. Aratás, 164 - São Paulo, SP - 04081-000 / (11) 5542.5855
vendas@labordental.com.br / labordental.com.br