

hydrogum[®] 5

A SAFE STABILITY!



Clinical
High Stability Alginate

Zhermack[®]
CLINICAL

hydrogum[®] 5

5 dias de estabilidade!

APLICAÇÕES CLÍNICAS

O alginato *livre de poeira e com presa rápida*, é indicado para os seguintes casos clínicos:

- pontes e coroas provisórias
- próteses removíveis
- modelos de estudo
- antagonistas em próteses fixas e removíveis

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Graças à sua fórmula exclusiva, **HYDROGUM 5** garante:

- **estabilidade dimensional** superior à dos produtos concorrentes
- **confiabilidade** dos resultados protéticos
- **tixotropia**
- **recuperação elástica** elevada

AROMA EXÓTICO

O aroma de **mangostão** torna o momento da tomada do molde **agradável** para o paciente



< 30"



1'05"



45"



hydrogum® 5



VANTAGENS DO 5

5 DIAS DE ESTABILIDADE DIMENSIONAL:
HYDROGUM 5 permite vaziar o modelo em até 5 dias obtendo *modelos extremamente precisos*

5 SEGUNDOS PARA ABSORVER A ÁGUA:
a fórmula inovadora do HYDROGUM 5 permite rápida absorção da água e *mistura homogênea*

5 ANOS DE GARANTIA ZHERMACK:
o inovador sistema de *condicionamento* em *atmosfera controlada* mantém inalteradas as características do alginato garantindo a *"vida útil"* do produto durante 5 anos

DADOS TÉCNICOS TESTADOS

Tempo de mistura	<30"
Tempo de trabalho	1' 05"
Tempo de permanência da cavidade oral	45"
Tempo de presa	1' 50"
Recuperação elástica	98%
Deformação permanente	13%
Resistência à compressão	1,2 MPa
Perda de água após 5 dias	0,5%

A conservação do molde dentro de uma "embalagem longa vida" permite vaziar o modelo em até 5 dias, sem alterações dimensionais

hydrogum® 5



The images are merely indicative and for illustrative purposes only - Copyright © 2014 Zhermack SpA - All Rights Reserved

F181007/B - 07/2014

Embalagens

C302070 HYDROGUM 5	1 saco com 453 g
C302071 HYDROGUM 5 INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 453 g + jogo de medidores
C302075 HYDROGUM 5	1 pacote monodose de 21 g
C302240 TROPICALGIN	1 saco com 453 g
C302242 TROPICALGIN INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 453 g + jogo de medidores
C302245 TROPICALGIN	1 pacote monodose de 18 g
C302025 HYDROGUM	1 saco com 500 g
C302041 HYDROGUM INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 500 g + jogo de medidores
C302051 HYDROGUM	1 pacote monodose de 18 g
C302060 HYDROGUM SOFT	1 saco com 453 g
C302044 HYDROGUM SOFT	1 pacote monodose de 18 g
C302205 NEOCOLLOID	1 saco com 500 g
C302221 NEOCOLLOID INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 500 g + jogo de medidores
C302230 NEOCOLLOID	1 pacote monodose de 18 g
C302145 ORTHOPRINT	1 saco com 500 g
C302161 ORTHOPRINT INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 500 g + jogo de medidores
C302171 ORTHOPRINT	1 pacote monodose de 18 g
C302086 PHASE PLUS	1 saco com 453 g
C302111 PHASE PLUS	1 pacote monodose de 18 g

Acessórios

C300990	ESPÁTULA PARA ALGINATO - emb. com 6 peças
C300992	CUBA DE BORRACHA
C300960	LONG LIFE BAG emb. com 100 peças
C400431	ALGITRAY LIQUID Solução para a remoção do alginato da moldeira - Frasco de 2 l de líquido
C400430	ALGITRAY POWDER Emb. com 1 kg de pó + jogo de medidores
C300900	1 conjunto de medidores para Hydrogum 5 (1 medidor de água+1 medidor de pó)
C300910	1 conjunto de medidores para alginato (1 medidor de água+1 medidor de pó)

Acessórios Aparelhos

C303160	Cuba para alginato 350 cc laranja
C303165	Cuba para alginato 350 cc azul
C303170	Cuba para alginato 350 cc verde
C303175	Cuba para alginato 350 cc branca
C300990	Espátula colorida fluorescente 6 pçs
XR0250670	Disco para mistura de silicones
C303030	Bloco de mistura 20 folhas
C207200	Espátula para mistura de silicones

Aparelhos

C303230 ALGHAMIX II	Misturador mecânico para alginato (230 V)
C303215 ALGHAMIX II	Misturador mecânico para alginato (115 V)

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 - (877) 819 6206
+1 - (732) 389 8540
Fax +1 - (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7860 346 129
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. +34 - 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

TURKEY
Tel. +90 533 76 44 955
info.turkey@zhermack.com

FRANCE
Tel. +33 - 0800 915 083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 - 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 55 919 804 97
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

Zhermack®
BEYOND INNOVATION