

orthoprint[®]

ORTHODONTIC APPEAL



Clinical
Orthodontic Alginate

Zhermack[®]
CLINICAL

orthoprint®

O primeiro alginato extra-rápido para o

APLICAÇÕES CLÍNICAS

Alginato livre de poeira (*dust-free*) de presa extra-rápida utilizado nos seguintes casos clínicos:

- moldagem em ortodontia
- modelos de estudo
- antagonistas em próteses fixas e removíveis

CARACTERÍSTICAS

- Alginato *altamente elástico*
- Tempos de *trabalho e presa extra-rápidos*
- *Tixotrópico*
- *Aroma de baunilha* que reduz o reflexo de náusea



30"



1'05"



45"

ortodontia.



VANTAGENS

- **Rápida absorção** da água
- **Fácil** mistura
- Superfícies **lisas e compactas**
- **Longa conservação** dos moldes
- **5 anos de garantia**



DADOS TÉCNICOS

Tempo de mistura	30"
Tempo de trabalho*	1' 05"
Permanência na cavidade oral	45"
Tempo de presa	1' 50"
Recuperação elástica	98%
Deformação permanente	11%
Resistência à compressão	1,2 MPa

* A partir do início da mistura



Embalagens

C302120 HYDROCOLOR 5	1 saco com 453 g
C302125 HYDROCOLOR 5 INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 453 g + jogo de medidores
C302130 HYDROCOLOR 5	1 pacote monodose de 21 g
C302070 HYDROGUM 5	1 saco com 453 g
C302071 HYDROGUM 5 INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 453 g + jogo de medidores
C302075 HYDROGUM 5	1 pacote monodose de 21 g
C302025 HYDROGUM	1 saco com 500 g
C302041 HYDROGUM INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 500 g + jogo de medidores
C302051 HYDROGUM	1 pacote monodose de 18 g
C302145 ORTHOPRINT	1 saco com 500 g
C302161 ORTHOPRINT INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 500 g + jogo de medidores
C302171 ORTHOPRINT	1 pacote monodose de 18 g
C302240 TROPICALGIN	1 saco com 453 g
C302242 TROPICALGIN INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 453 g + jogo de medidores
C302245 TROPICALGIN	1 pacote monodose de 18 g
C302086 PHASE PLUS	1 saco com 453 g
C302111 PHASE PLUS	1 pacote monodose de 18 g
C302205 NEOCOLLOID	1 saco com 500 g
C302221 NEOCOLLOID INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 500 g + jogo de medidores
C302230 NEOCOLLOID	1 pacote monodose de 18 g

Acessórios

C300990	Espátula para alginato (emb. com 6 peças)
C300992	Cuba de borracha
C300960	Long life bag emb. com 100 peças
C400431	ALGITRAY LIQUID solução para a remoção do alginato da moldeira - Frasco de 2 l de líquido
C400430	ALGITRAY POWDER 1 kg de pó + medidores
C300900	1 conjunto de medidores para Hydrocolor 5 e Hydrogum 5 (1 medidor de água + 1 medidor de pó)
C300910	1 conjunto de medidores para alginato (1 medidor de água + 1 medidor de pó)

Aparelhos

C303230 ALGHAMIX II	Misturador mecânico para alginato (230 V)
C303215 ALGHAMIX II	Misturador mecânico para alginato (115 V)

Acessórios Aparelhos

C303160	Alghamix II cuba para alginato 350 cc laranja
C303165	Alghamix II cuba para alginato 350 cc azul
C303170	Alghamix II cuba para alginato 350 cc verde
C303175	Alghamix II cuba para alginato 350 cc branca
C303185	Alghamix II cuba para gesso 600 cc cinza
C303030	Bloco de mistura 20 folhas para Alghamix II
XR0250670	Disco para mistura para Alghamix II + 3 blocos
C207200	Espátula para mistura de silicones

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 - (877) 819 6206
+1 - (732) 389 8540
Fax +1 - (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7860 346 129
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. +34 - 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

TURKEY
Tel. +90 533 76 44 955
info.turkey@zhermack.com

FRANCE
Tel. +33 - 0800 915 083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 - 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 55 919 804 97
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com