

hydrogum[®]



ELASTIC SKILL

Clinical
Universal Alginate

Zhermack[®]
CLINICAL





hydrogum

Versátil e sempre confiável.


APLICAÇÕES CLÍNICAS

Alginato livre de poeira (*dust-free*) de presa rápida, utilizado nos seguintes casos clínicos:

- próteses removíveis
- modelos de estudo
- antagonistas em próteses fixas ou removíveis

CARACTERÍSTICAS

- Alginato *elástico*
- Tempos de *trabalho e presa curtos*
- *Tixotrópico*
- *Aroma de menta*



VANTAGENS

- *Rápida absorção* da água
- *Fácil* mistura
- Superfícies *lisas e compactas*
- *Longa conservação* dos moldes
- *5 anos de garantia*

DADOS TÉCNICOS

Tempo de mistura	30"
Tempo total de elaboração	1' 10"
Permanência na cavidade oral	1'
Tempo de endurecimento	2' 10"
Recuperação elástica (ISO 1563)	98%
Deformação permanente	11,7%
Resistência á compressão	1,2 MPa

hydrogum®

GPLCOMMUNICATION.COM
F181006



Embalagens

C302025 HYDROGUM	1 saco com 500 g
C302041 HYDROGUM INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 500 g + jogo de medidores
C302051 HYDROGUM	1 pacote monodose de 18 g
C302070 HYDROGUM 5	1 saco com 453 g
C302071 HYDROGUM 5 INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 453 g + jogo de medidores
C302205 NEOCOLLOID	1 saco com 500 g
C302221 NEOCOLLOID INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 500 g + jogo de medidores
C302145 ORTHOPRINT	1 saco com 500 g
C302161 ORTHOPRINT INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 500 g + jogo de medidores
C302086 PHASE PLUS	1 saco com 453 g
C302102 PHASE PLUS INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 453 g + jogo de medidores
C302240 TROPICALGIN	1 saco com 453 g
C302242 TROPICALGIN INTRO KIT	1 caixa com 2 sacos de 453 g + jogo de medidores

Aparelhos

C303000	ALGHAMIX misturador mecânico para alginato (230 V)
C303040	ALGHAMIX misturador mecânico para alginato (115 V)

Acessórios

C300990	ESPÁTULA PARA ALGINATO - emb. com 6 peças
U113280	CUBA DE BORRACHA
C300960	LONG LIFE BAG emb. com 100 peças
C400431	ALGITRAY LIQUID Solução para a remoção do alginato da moldeira - Frasco de 2 l de líquido
C400430	ALGITRAY POWDER Emb. com 1 kg de pó + jogo de medidores
C303010	CUBA PARA ALGHAMIX
C300900	1 conjunto de medidores para Hydrogum 5 (1 medidor de água + 1 medidor de pó)
C300910	1 conjunto de medidores para alginato (1 medidor de água + 1 medidor de pó)

HI-TRAY Moldeira em aço inox

D5K10S	Conjunto com 10 moldeiras sup. e inf. SOLID
D5K10P	Conjunto com 10 moldeiras sup. e inf. PERFORATED
D5K08S	Conjunto com 8 moldeiras sup. e inf. SOLID
D5K08P	Conjunto com 8 moldeiras sup. e inf. PERFORATED
D5K06S	Conjunto com 6 moldeiras sup. e inf. SOLID
D5K06P	Conjunto com 6 moldeiras sup. e inf. PERFORATED

Branch
Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

Branch
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72 - 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
zhermapol@zhermapol.pl
www.zhermack.com

Branch
Zhermack Inc.
151 Industrial Way East Bldg B
Eatontown, NJ 07724
Phone +1 - 732 389 8540
Fax +1 - 732 389 8543
info.usa@zhermack.com
www.zhermack.com

HI-TRAY LIGHT CLEAR 12 partes

		TAMANHO			
		Small	Medium	Large	Partial
TIPO	Upper	D5CSUP	D5CMUP	D5CLUP	D5CPUP
	Lower	D5CSLO	D5CMLO	D5CLLO	-
	Left	-	-	-	D5CPL
	Right	-	-	-	D5CPR

HI-TRAY LIGHT PLASTIC 12 partes

		TAMANHO			
		Small	Medium	Large	Partial
TIPO	Upper	D5GSUP	D5GMUP	D5GLUP	D5GPUP
	Lower	D5GSLO	D5GMLO	D5GLLO	-
	Left	-	-	-	D5GPL
	Right	-	-	-	D5GPR

HI-TRAY METAL SOLID

		TAMANHO				
		1	2	3	4	5
TIPO	Upper	D51SS	D52SS	D53SS	D54SS	D55SS
	Lower	D51IS	D52IS	D53IS	D54IS	D55IS

HI-TRAY METAL PERFORATED

		TAMANHO				
		1	2	3	4	5
TIPO	Upper	D51SP	D52SP	D53SP	D54SP	D55SP
	Lower	D51IP	D52IP	D53IP	D54IP	D55IP

Representative Office
Zhermack UK and Ireland
21 Balmoral Road
Melton Mowbray - Leics.
LE13 1JN
Tel. +44 - (0)7870 690811
uk@zhermack.com
www.zhermack.com

Representative Office
Zhermack Russia
5/2 Marshala Vasilevskogo St.
123098 Moscow - Russia
Tel. +7 916 9301191
info.russia@zhermack.com
www.zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

Zhermack®
BEYOND INNOVATION