

# SMILE LITE MDP

## MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

Uma nova Era para a Fotografia Dental



Hoje em dia, cada smartphone que chega ao mercado vem equipado com uma câmera fotográfica cada vez mais eficiente e surpreendente! Para que você possa se beneficiar dessa evolução, a Smile Line propõe o primeiríssimo dispositivo especialmente concebido para a fotografia dental da melhor qualidade a partir do seu smartphone.



Smile Line ☺  
made in switzerland

# SMILE LITE MDP

## MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

Smile Lite MDP é um dispositivo “plug and play” muito fácil de usar e que não requer conexão a nenhum aplicativo especial, procedimento de calibração ou treinamento específico. Com ele você poderá aproveitar toda a potencialidade da câmera do seu smartphone... de modo muito simples e compacto.

Logo se tornará uma ferramenta imprescindível para :

- **Fotografias para tomada de cor**
- **Comunicação diária com o laboratório**
- **Videoclipes de curta duração**
- **Documentação dos pacientes**
- **Fotografias artísticas**

Smile Lite MDP  
Artigo no. 6600



O Smile Lite MDP pode ser considerado um “mini estúdio fotográfico”. O dispositivo vem equipado com três grupos de LEDs (diodos emissores de luz): cada grupo pode ser aceso individualmente, e a intensidade da luz também pode ser regulada (quatro níveis de potência).



Três grupos de LEDs


Smile Lite MDP com os três grupos de LEDs ajustáveis individualmente.

A parte posterior do Smile Lite MDP é equipada com um adaptador universal que permite inserir todos os modelos de smartphone com largura compreendida entre 55 e 85mm.




Smile Lite MDP com adaptador universal ajustável, adaptável à grande maioria dos smartphones.


## Exemplo das possibilidades incríveis do Smile Lite MDP com um smartphone




MDP com LEDs centrais acesos em potência máxima, LEDs laterais apagados. Com contraste Flexipalette e retratores para os lábios.




MDP com LEDs laterais acesos em potência máxima, LEDs centrais apagados. Com contraste Flexipalette e retratores para os lábios.



MDP com LEDs laterais acesos em potência máxima + difusores, LEDs centrais apagados. Com contraste Flexipalette e retratores para os lábios.



MDP com LEDs centrais acesos em potência máxima + filtro polarizador, LEDs laterais apagados. Com contraste Flexipalette e retratores para os lábios.



MDP com LEDs centrais acesos em potência máxima + filtro polarizador, LEDs laterais em potência baixa + difusores. Com contraste Flexipalette e retratores para os lábios.



Fotos tiradas com contraste Flexipalette e retratores para os lábios.

Carta do inventor da Smile Lite MDP: Prof. Louis Hardan



Caros colegas, caros amigos,

Depois de praticamente 5 anos de experiências e testes com smartphones na fotografia dental, tive a oportunidade de começar a desenvolver o Smile Lite MDP em parceria com o grupo Styleitaliano, e em colaboração com a empresa suíça Smile Line S.A.

É uma grande alegria e um orgulho apresentar a vocês um instrumento cujo desenvolvimento foi 100% consagrado à fotografia dental por meio de smartphones (MDP = Mobile Dental Photography).

O Smile Lite MDP configura uma revolução absoluta na fotografia dental, tanto pela extrema simplicidade de utilização quanto pelos resultados profissionais que ele permite alcançar, a um preço acessível.

Estabelecendo-se um paralelo com a fotografia tradicional realizada com uma câmera reflex digital (SLR), o Smile Lite MDP pode ser descrito como um mini estúdio fotográfico, que satisfaz a maior parte das necessidades do usuário em termos de:

- **Flash anular**
- **Flashes laterais (dual flash)**
- **Fotografia com difusores (softbox)**
- **Fotografia com filtro polarizador**
- **Fotografia com difusores e filtro polarizador simultaneamente**
- **Vídeos de curta duração**

Na página anterior há alguns exemplos de fotografias que mostram os resultados fantásticos oferecidos pelo Smile Lite MDP acoplado a um smartphone. Após um curto período de testes e adaptação, suas fotografias também ficarão altamente profissionais.

Atualmente, considero a fotografia dental um item obrigatório no consultório, para melhorar a comunicação com o paciente e com o laboratório e, sobretudo, para fins de documentação de cada caso realizado! O Smile Lite MDP alcançou um nível de simplicidade tão incrível que se tornou um pecado prescindir dele.

**Convido-o a praticar a curiosidade, o divertimento, a brincar com a luz e a sombra** e a descobrir as possibilidades fenomenais das câmeras dos smartphones contemporâneos.

Desejando-lhe muito prazer em suas primeiras experiências com a Smile Lite MDP,

deixo minhas saudações cordiais.

Prof. Louis Hardan DDS, CES, DEA, PhD  
Chefe do Departamento de Odontologia Estética e Restauradora  
Universidade Saint-Joseph, Beirute

## ACESSÓRIOS

Acessórios altamente recomendados para um Smile Lite MDP « full options »:

### Difusores laterais (2 peças)

Excepcionais para suavizar a luz e dar maior relevo à estrutura superficial dos dentes.



Artigo no. 6610

### Filtro polarizador (1 peça)

Elimina o reflexo sobre o dente e auxilia na determinação do valor da cor. Permite também ver as caracterizações sob a camada de esmalte.



Artigo no. 6620



Distribuidor exclusivo no Brasil:  
**labor dental Ltda.**

Desde 1977

Av. Aratás, 164 - São Paulo, SP - 04081-000 / (11) 5542.5855  
vendas@labor dental.com.br / labor dental.com.br

Smile Line ☺  
made in switzerland

Smile Line SA  
PO Box 229  
CH-2610 St-Imier · Switzerland  
mail@smileline.ch  
www.smileline.ch