

cyclope




A SAFE HEATING

Equipment
Electronic bunsen unit

Zhermack[®]
TECHNICAL 

AQUECEDOR ELETRÔNICO DE INSTRUMENTOS POR INDUÇÃO

cyclope

SEGURANÇA

- Sem risco de queimaduras*
- Melhor qualidade do ar no laboratório devido à eliminação de chamas livres que removem o oxigênio do ambiente.

ECONOMIA DE TEMPO E DINHEIRO

- O instrumento é aquecido em apenas 2 segundos
- Economia de energia graças aos dois sensores externos que ativam o aquecimento apenas quando detectam a presença do instrumento na câmara

FACILIDADE DE USO

- **Portátil e pronto para uso, cyclope** não requer o uso de gás e pode ser utilizado no local mais conveniente para o operador
- **Display de fácil leitura** com dois LEDs, indica as fases de trabalho
- **Fácil limpeza de resíduos de cera da câmara** graças às proteções de silicone removíveis que protegem o bocal

*Siga rigorosamente as instruções do manual de uso e manutenção

Dados técnicos

Código	Modelo	Dimensões	Peso	Voltagem (V - Hz)	Energia absorvida
C308300	Cyclope 230V	L9,1 / P20,9 / H8,9 cm	~ 0,5 kg	230V - ± 10% 50/60	100 Watt

Equipamento padrão

Código	
XR0100000	Proteções de silicone



Para mais informações sobre este produto visite o website **br.zhermack.com**



BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 - (877) 819 6206
+1 - (732) 389 8540
Fax +1 - (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7860 346 129
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. +34 - 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

TURKEY
Tel. +90 533 76 44 955
info.turkey@zhermack.com

FRANCE
Tel. +33 - 0800 915 083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 - 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 55 919 804 97
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

Zhermack®
BEYOND INNOVATION

labordental Ltda.

Desde 1977

Av. Aratás, 164 - São Paulo, SP - 04081-000 / (11) 5542.5855
vendas@labordental.com.br / labordental.com.br