

# Dura-Green® DIA

Abrasivo Diamantado com Aglutinante Vitrificado

*Keep smiling*





**Cy5 – No. 70: Ajuste da Superfície**  
Ajuste eficiente da superfície da coroa graças à excelente capacidade de corte



**Kn7 – No. 10: Ajuste da Estrutura**  
Ajuste da espessura da porcelana e do coping cerâmico



**Tc4 – No. 20: Acabamento Detalhado**  
Ideal para ajuste das cristas e da oclusão



Pressione a ponta Dura-Green DIA contra o Esmeril Shofu, mantendo-a em rotação




LONGA DURABILIDADE

# Dura-Green® DIA

Abrasivo diamantado aglutinado com aglutinante vitrificado, a versão diamantada de uma ponta de carboneto de silício, concebido para contorno com resultados superiores de porcelanas e copings cerâmicos. Dura-Green DIA apresenta desempenho aprimorado, com corte suave e sem provocar lascas, quando comparado com abrasivos de carboneto de silício ou pontas diamantadas. Os grãos de diamante estão densamente presentes por toda a estrutura das pontas, da superfície ao centro.

- Contorno fácil e superior ao dos abrasivos de carboneto de silício
- Abrasivo diamantado com aglutinante vitrificado
- Corte com redução de lascas
- Corte limpo sem resíduo de metal



Use as pedras Dura-Green DIA sobre zircônia, alumina, dissilicato de lítio e metais duros

| VARIEDADE DE FORMATOS              | CY5 | KN7  | TC4         |
|------------------------------------|-----|------|-------------|
| Formato                            |     |      |             |
| Velocidade máx. de uso: 30.000 rpm |     |      |             |
| HP (2 pk)                          | PN  | 0156 | 0154        |
|                                    |     |      | 0155 (3 pk) |

### Informações para pedidos:

- Ref. 0156 – CY5
- Ref. 0154 – KN7
- Ref. 0155 – TC4
- Ref. 0153 – CY5, KN7 & TC4
- Ref. 0504 – Esmeril Shofu



## Acabamento e Polimento



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0963, Japan (www.shofu.co.jp)  
 SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)  
 SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China (www.shofu.com.cn)  
 SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)  
 SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK (www.shofu.co.uk)  
 SHOFU DENTAL GmbH [CE REP] Am Brill 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)  
 SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.

Distribuidor exclusivo no Brasil:  
**labor dental Ltda.**  
 Desde 1977

Av. Aratãs, 164 - São Paulo - SP - 04081-000 / Tel.: (11) 5542.5855  
 vendas@labor dental.com.br / labor dental.com.br