

# CERAVETY

## Press & Cast

*Keep smiling*




✓ Revestimento  
Universal

✓ Pura  
Estética



# CERAVETY Press & Cast

REVESTIMENTO UNIVERSAL PARA CERÂMICA PENSADA E LIGAS FUNDIDAS




O revestimento universal **Ceravety Press & Cast®** é extremamente versátil e produz fundições sempre precisas, eliminando a necessidade de ajustes internos.

É Ideal para fundições convencionais de subestruturas metálicas, restaurações de porcelana prensada e de todas as ligas, desde as não nobres até as altamente nobres. Pode ainda ser usado para restaurações prensadas sobre zircônia.

**Ceravety Press & Cast®** é de fácil mistura, tem longo tempo de trabalho e produz margens limpas e precisas. Pode ser usado nos métodos tradicional e rápido e sua desinclusão é fácil.

## PROPRIEDADES FÍSICAS

Proporção pó e líquido	100g:20ml
Tempo de Trabalho	6 minutos
Tempo de Presa	9 minutos
Expansão Térmica a 850°C	0,9%
Resistência à Compressão após 2 horas	10 MPa



\*Imagens meramente ilustrativas

## CERAVETY – DESENVOLVIDO PARA EVITAR PROBLEMAS

- Pode ser usado com todas as ligas e com cerâmica prensada
- Oferece longo tempo de trabalho; pode ser usado na técnicas com e sem anel
- Pode ser usado nas técnicas convencional e rápida, para total controle da fundição
- Assegura remoção sem esforço e reduz a ocorrência de lascas na cerâmica
- Produz menor camada de reação em cerâmicas prensadas
- Garante alta precisão da peça protética, com economia de tempo e resultados previsíveis



### Apresentação:

Ref. 6968J PÓ 30 envelopes com 100g

Ref. 6969 LÍQUIDO frasco com 300ml



SHOFU  
CERAMICS



SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, 92078 San Marcos, California USA  
SHOFU DENTAL GmbH P.O. Box 1723, 40837 Ratingen, Germany  
SHOFU DENTAL PRODUCTS LIMITED Duke's Factory, Chiddingstone Causeway, Tonbridge, Kent, England TN11 8JU  
SHOFU DENTAL Singapore Branch Blk. 215 Henderson Road #03-01, Singapore 159554  
SHOFU INC. Shanghai Office, Room 1109 Hongcao Building, 421 Hongcao Road, Shanghai 200233 PR. China  
SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

Distribuidor no Brasil:  
**labordental Ltda.**  
Desde 1977 com você.

Av. Aratás, 164 - São Paulo - SP - 04081-000 / Tel.: (11) 5542.5855  
labordental@labordental.com.br / labordental.com.br

10/2013 - 2.000