

ABRASIVOS DE ALTA QUALIDADE

DISCOS E PONTAS PARA CROMO-COBALTO E OUTROS METAIS



38,1 x 1mm
com 100

**CUTOFF
GRANDES/ESPessos**

Em óxido de alumínio especialmente tratado. Corte rápido, com pouco aquecimento.
Ref. 210



38,1 x 0,63mm
com 100

**CUTOFF
GRANDES/FINOS**

Em óxido de alumínio especialmente tratado. Corte rápido, com pouco aquecimento.
Ref. 211



23,8 x 0,63mm
com 10 e 100

**PARA SEPARAR
ALTA VELOCIDADE**

Em óxido de alumínio com cobertura de cerâmica especial. Corte rápido. Resistentes e duráveis.
Ref. 221



22,2 x 0,6mm
com 10 e 100

**PARA SEPARAR
CORTE DOS DOIS LADOS**

Em carboneto de silício puro. Corte rápido e pouco aquecimento.
Ref. 223



22,2 x 3,2mm
com 5 e 100

AZUL MÁGICO


Em carboneto de silício de granulação fina. Alto lustro. Macios e duráveis. Excelentes também para metais preciosos.
Ref. 206



6,4x 22,2mm
com 5 e 100

AZUL MÁGICO

Mesma qualidade dos discos de borracha azul mágico.
Ref. 207



22,2 x 3,2mm
com 5

**ACABAMENTO
DE LIGAS CERÂMICAS**

Em óxido de alumínio. Para desgaste e acabamento, especialmente para preparo da superfície para receber porcelana. Não contaminantes.
Ref. 301

USO UNIVERSAL



22x3mm
com 5

COOL WHEELS

Em óxido de alumínio. Uso universal. Brancos, não contaminantes. Cortam sem gerar calor.
Ref. 505W


DISCOS EM CARBONETO DE SILÍCIO PARA PORCELANAS



15,9 x 1,6mm
com 5

DESGASTE DELICADO


Granulação média. Corte rápido e limpo. Extra-resistentes e duráveis. Não geram calor nem produzem lascas.
Ref. 302/3



22,2 x 3,2mm
com 5

POLIMENTO FINO

Granulação fina. Macios. Para pequenos ajustes e para restaurar o brilho da porcelana, sem necessidade de novo glazeamento.
Ref. 303/1



15,9 x 1,6mm
com 5

POLIMENTO FINO

Mesma qualidade do 303/1, porém menores e mais finos.
Ref. 303/2



22,2 x 3,2mm
com 5

POLIMENTO EXTRA-FINO

Granulação extra-fina. Macios. Mesma qualidade dos discos 303/2.
Ref. 304/1



15,9 x 1,6mm
com 5

POLIMENTO EXTRA-FINO

Mesma qualidade dos discos 304/1, porém menores e mais finos.
Ref. 304/2



22,2 x 0,6mm
com 5

**PARA SEPARAR
CORTE DOS DOIS LADOS**

Corte e desgaste rápidos e sem aquecimento. Para acabamento de superfícies côncavas e convexas.
Ref. 306



22,2 x 0,38mm
com 5

**PARA SEPARAR
EXTRAFINOS**

Para separar áreas interproximais em porcelana e ouro.
Ref. 307



22,2 x 0,22mm
com 25

**PARA SEPARAR
SUPER FINOS**

Para acabamento de áreas interproximais e margens. Resistência excepcional e longa vida, apesar de espessura tão fina.
Ref. 308