



**DIA** Presa rápida

Alginato livre de poeira, com elevada estabilidade dimensional e tempo de presa rápido.

**Descrição/Uso**

Hidrocolóide irreversível com presa rápida. Material de moldagem mucostático usado para modelos diagnósticos, arcos parcialmente edentados, próteses parciais removíveis, aparelhos ortodônticos, moldagem preliminar, moldeiras individuais e antagonistas.

**Apresentações:**

**REF. 3S1000** - Pacote com 453g

**REF. 3S1002** - Caixa plástica com 4 pacotes com 453g cada e conjunto de medidores

**Características**

- Alto poder gelificante, sinérese reduzida
- Cremoso
- Presa rápida
- Fragrância "tutti frutti"
- Livre de poeira
- Rápida absorção de água/pó

**Vantagens**

- Estabilidade dimensional superior
- Não comprime os tecidos moles
- Conforto para o paciente
- Bem tolerado também por crianças
- Poeiras tratadas para não dispersar micropartículas
- Mistura rápida e homogênea

**DADOS TÉCNICOS**

**DIA PRESA RÁPIDA**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Dosagem proporção pó / água        | 10g/17ml |
| Tempo de mistura manual            | 30"      |
| Tempo total de trabalho (ISO 1563) | 1'30"/2' |
| Tempo na boca                      | 1'       |
| Tempo de presa                     | 2'30"    |

*Os tempos mencionados são calculados em condições padrão de água e de temperatura ambiente a 23 °C.*

*Temperaturas mais elevadas reduzem os tempos, temperatura reduzidas aumentam os tempos.*



Desde 1977

**Labordental**

Transformando o sorriso em estilo de vida.