

# DIA Presa Rápida

# TRAYART

Alginato livre de poeira, com elevada estabilidade dimensional e tempo de presa rápido.

## Descrição/Usos

Hidrocolóide irreversível com presa rápida. Material de moldagem mucostático usado para modelos diagnósticos, arcos parcialmente edentados, próteses parciais removíveis, aparelhos ortodônticos, moldagem preliminar, moldeiras individuais e antagonistas.

## Características

- ✓ Alto poder gelificante, sinérese reduzida
- ✓ Cremoso
- ✓ Presa rápida
- ✓ Fragrância "tutti fruti"
- ✓ Livre de poeira
- ✓ Rápida absorção de água/pó

## Vantagens

- ✓ Estabilidade dimensional superior
- ✓ Não comprime os tecidos moles
- ✓ Conforto para o paciente
- ✓ Poeiras tratadas para não dispersar micropartículas
- ✓ Mistura rápida e homogênea

## Apresentação

- ✓ Pacote com 453g  
REF. 3S1000



### DADOS TÉCNICOS - DIA PRESA RÁPIDA

Dosagem proporção pó / água	10g/17ml
Tempo de mistura manual	30"
Tempo total de trabalho (ISO 1563)	1'30"/2'
Tempo na boca	1'
Tempo de presa	2'30"

Os tempos mencionados são calculados em condições padrão de água e de temperatura ambiente a 23 ° C. Temperaturas mais elevadas reduzem os tempos, temperatura reduzidas aumentam os tempos.



Desde 1977  
**Labordental**  
Transformando o sorriso em estilo de vida.

#### Distribuidor no Brasil

Av. Aratãs, 164 - São Paulo, SP ▲04081-000 📞 (11) 5542.5855 📠 (11) 98919.4084 ✉ vendas@labordental.com.br 🌐 labordental.com.br 📺 labordental1977