

vestige

DUPLE-15

TRAYART

Silicone por adição de altíssima precisão para duplicação de modelos em laboratórios de prótese dentária.
Dureza final 15 Shore "A".

Descrição/Uso

Silicone por adição (Polivinilsiloxano) líquido para duplicação em laboratório. Extremamente preciso na reprodução da superfície dos modelos, o silicone é dotado de elevada recuperação elástica e resistência ao rasgamento. Após a polimerização, mantém sua estabilidade dimensional ao longo do tempo. É particularmente indicado para modelos com retenções proeminentes. Cor: rosa.

Características

- ✓ Proporção de mistura 1:1
- ✓ Consistência fluída
- ✓ Elevada resistência mecânica
- ✓ Alta estabilidade dimensional
- ✓ Compatível com diversos materiais
- ✓ Preciso

Apresentação

- ✓ Frascos 2x1kg (base+catalisador)
Ref. 1L6000



Vantagens

- ✓ Fácil de dosar
- ✓ A mistura a vácuo não é necessária
- ✓ Não se deforma durante a remoção dos moldes
- ✓ Duplicações inalteradas no tempo, mesmo após semanas
- ✓ Testado em gessos, revestimentos e resinas
- ✓ Reprodução precisa de detalhes

DADOS TÉCNICOS - VESTIGE DUPE-15

Proporção de mistura	1:1
Tempo de mistura (23°C)	1'
Tempo total de trabalho (23°C)	5'
Tempo de presa (23°C)	30'
Dureza	15 Shore "A"
Varição dimensional linear	< 0,05%



Desde 1977
Labordental
Transformando o sorriso em estilo de vida.

Distribuidor no Brasil

Av. Aratãs, 164 - São Paulo, SP ▲04081-000 📞 (11) 5542.5855 📠 (11) 98919.4084 📧 vendas@labordental.com.br 🌐 labordental.com.br 📱 labordental1977