

Smile Line ☺
www.smileline.ch

MICRO LAYERING KIT

SOLUÇÕES EM MICROESTRATIFICAÇÃO



SLIMPAD
MICRO E
PINCÉIS N.ERA
INTENSO

MICRO LAYERING KIT

SOLUÇÕES EM MICROESTRATIFICAÇÃO

SlimPad Micro

A Smile Line tem o orgulho de apresentar o SlimPad Micro, uma ideia do **MDT Thomas Stefan Sing** de Bogenhausen, Alemanha, que consiste em uma miniplaca de mistura para cerâmica que pode ser usada também com materiais modernos para a técnica de microcamadas, para stains, ou mesmo como uma placa de mistura tradicional para o caso de um único paciente. Muito compacta, equipada com tampa com ímãs, pés de borracha antiderrapantes, pode ser usada com ou sem as tiras de PVA, projetadas para manter a umidade.




DIMENSÕES
147 X 72MM

PARA SER USADA
COM OU SEM AS
TIRAS DE PVA



Pincéis N.era INTENSO-1 e -4

Os míticos pincéis N.era redesenhados e especialmente adaptados para aplicação em microcamadas de materiais modernos sobre monolíticos - uma super dica do **MDT Enrico Ferrarelli** de Roma (IT). Estes novos pincéis incríveis são únicos e proporcionam ao mesmo tempo uma alta resiliência (indispensável para massas de alta viscosidade - semelhantes ao mel) e uma ponta hiperafiada e estável. Suas melhores ferramentas para extrema precisão e conforto de trabalho - vida útil ultra longa garantida!



Desde 1977
Labordental

Transformando o sorriso em estilo de vida.

Distribuidor no Brasil:

Av. Aratás, 164 - São Paulo, SP ▲ 04081-000 📞 (11) 5542.5855 📞 (11) 98919.6084

✉ vendas@labordental.com.br 🌐 labordental.com.br 📱 labordental1977

	Descrição	Ref.
1	CONJUNTO BÁSICO PARA MICROESTRATIFICAÇÃO 1 SlimPad Micro de cada, 1 preta e 1 branca, 1 pincel de cada N.era INTENSO -1 e -4	#16010
2	CONJUNTO DE 3 SLIMPAD MICRO, BRANCA	#16100
3	CONJUNTO DE 3 SLIMPAD MICRO, PRETA	#16200
4	PINCEL N.ERA INTENSO-1	#4200-INT-1
5	PINCEL N.ERA INTENSO-4	#4200-INT-4