

# MONO 7

Uma nova maneira de fazer moldagem odontológica:  
Rápida, precisa e agradável

O prazer da precisão sem esforço!



Experiência CAD/CAM  
rápida e tranquila →  
impressões digitais  
limpas, precisas e nítidas



# Alginato MONO 7



## Características

- Alginato Dust free (livre de poeira)
- Tixotrópico
- Aroma refrescante: tangerina
- Cor após a presa: laranja
- Detalhe da cópia: 20my
- Recuperação elástica: 95,5%
- Estabilidade dimensional: 7 dias
- Excepcional capacidade de digitalização → os detalhes anatômicos - desde as linhas marginais até as cristas palatinas e cúspides - são capturados com clareza.
- Proporção da mistura: 9g de pó / 20ml de líquido

Tempo de mistura manual	45''
Tempo total de trabalho	2'10''
Tempo de presa na cavidade oral	30''


\*Tempos medidos a 23C, com água deionizada. Temperaturas mais elevadas reduzem os tempos e temperaturas reduzidas aumentam os tempos.

## Vantagens

- Conforto excepcional para o paciente
- Longo tempo de trabalho
- Alta precisão
- Alta estabilidade dimensional
- Presa super rápida
- Compatibilidade com sistemas CAD/CAM
- Instruções de uso na embalagem

## Apresentação

- MONO 7:** Pacote com 450g



Imagens após escaneamento



**LASCOD S.p.A**

Via L.Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino, Florença - Itália  
www.lascod.com



Desde 1977

**Labordental**

Transformando o sorriso em estilo de vida.

Para mais informações:



Distribuidor no Brasil

Av. Aratãs, 164 - São Paulo, SP 04081-000 (11) 5542.5855 (11) 98919.6084 vendas@labordental.com.br labordental.com.br labordental1977